

# BiO<sub>2</sub>Flow

## جهاز

## تكنولوجيا تحدث فرقاً

### تدفق عالي وعلاج فعال

### صمم لمتخصصي الرعاية الصحية، وخصيصاً للمرضى

للتكيف مع المرضى ذوي الاحتياجات العلاجية المختلفة. حيث يدعم هذه المرونة الفريدة BiO2Flow تم تصميم والتي يمكن ، مع BiO2 Flow مع أوضاع مختلفة وميزات ضبط دقيقة. تسمح ميزات الأجهزة والبرامج الخاصة بتشغيلها بسهولة باستخدام زر واحد ، باستخدامها في المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي ، ما بعد جراحات القلب ، وفشل القلب ، وتنظير القصبات ، وما بعد نزع الأنبوب. يمكن استخدامه أيضاً في الأوضاع FiO2 الأخرى التي تحتاج إلى استخدام



بميزاته المبتكرة عن اختلافه بتصميمه HFO الذي يفتح آفاقاً جديدة في العلاج ، BiO2Flow يكشف الأتيق وسهولة استخدامه. بفضل المنتج الذي تم تطويره بعد عمليات البحث والتطوير الطويلة وتحليل احتياجات القطاع الصحي، يمكن تطبيق المستوى المطلوب من العلاج بالأكسجين على المريض.



البخاخات المتكاملة



مرطب متكامل



الدقيق FiO2 ضبط



معدل تدفق يصل إلى 110 lpm



بطارية مدمجة



حد ضغط علوي قابل للتعديل

biosys

Arçelik

## المواصفات الفنية

المواصفات العامة
التدفق: 5-110 لتر / دقيقة (الدقة 5
FiO2: 21-100% (دقة 1%)
درجة الحرارة: 31-37 درجة مئوية
البخاخات المتكاملة
مرطب متكامل
بطارية داخلية
موصل دائرة المريض العالمية
قدم الدعم لأسطوانة الأكسجين
مصادر الضغط
الهواء: منفاخ داخلي
(الأكسجين: 2.5-7 بار (مصدر ضغط
المواصفات العامة
تدفق ضد العوائق والانحناءات ميزة القطع
انقطاع التدفق في حالة ارتفاع الضغط المفرط
قطع الأكسجين في حالة حدوث عطل
مستشعرات لدرجة الحرارة 3
ترموستات داخلي
سخان معزول بطابقيين
نظام يمنع التسرب
أجهزة استشعار الضغط
مروحة التهوية
نظام إنذار متقدم
V0 تصميم خارجي من الفئة غير قابلة للاشتعال



## BiO<sub>2</sub>Flow

جهاز HFO

### بتصميم أنيق و عملي

- ▶ تصميم حديث ودمج
- ▶ يعمل بضغطة زر واحدة
- ▶ قدم حاملة خاصة توفر ميزة حمل مميزة
- ▶ أنبوب أكسجين قابلة للاتحاق بالقدم الحاملة
- ▶ مزيج مثالي من الهندسة المتقدمة والتصميم المعاصر

## تقنية عالية

لاكتشاف جميع المواقع Bio2Flow تم تطوير التي قد تحدث مسبقاً وإعطاء التحذيرات بواسطة المستشعرات والصمامات التي يحتوي عليها. جهاز العلاج بالأكسجين عالي ، Bio2Flow التدفق الذي يعطي الأولوية للسلامة ، اجتاز بنجاح جميع الاختبارات ويوفر جودة عالية وأمان في نفس الوقت.

biosys | Arçelik

Üniversiteler Mahallesi  
İhsan Doğramacı Bulvarı  
No: 23/C ODTÜ Teknokent  
06800 Çankaya/ANKARA

0850 800 62 97

www.biosys.com.tr